


## Cellona®-polster

Knipsjabloon voor  
vilt technieken



Diameter van de uitsparing individueel, ong. 3 mm van de wondrand.

Het materiaal van de uitsparing wordt gebruikt als ondersteuning.

Grote teen

Schoenmaat **37**

### Cellona®-polster

Maat (cm)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
5 mm dik, in foliezak				
19 x 38	50 810	125 571 61	031 259 5	10/60

**Bron:**  
CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Sjabloon is bestemd voor de rechtervoet.  
Voor de linkervoet het blad omkeren.