



ReadyWrap® Been

Recept- en Bestelformulier verbandmiddelen.



1 Patiënt gegevens

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Verzekeraar:

Polisnummer:

Burger Service Nummer:

2 Voorschrijver

Behandel datum:

Handtekening + Naam arts/verpleegkundig specialist:

Voorletters: Naam:

Adres, postcode, plaats en naam van vestiging:

Specialisme: AGB Code:

Eerste verstrekkung Herhalingsverstrekkung

3 Uw gegevens

Naam Praktijk / Instelling:

Naam Behandelaar:

Adres:

Paraaf leverancier na levering:

4 Toepassingsgebied

compressieve wondzorg compressietherapie

In geval van wond: 1 Is de beoordeling van de wond gedaan door de arts of verpleegkundig specialist ja
2 Is er sprake van een ernstige aandoening waarbij arts of verpleegkundig specialist behandelaar blijft? ja
3 Is er sprake van gecompliceerde wondzorg met een behandelduur van langer dan 14 tot 21 dagen? ja

Compressiehulpmiddel wordt ingezet voor onderste extremiteiten: Links Rechts Voet Bovenbeen Onderbeen

5 Medische indicatiestelling voor compressiehulpmiddel ten behoeve van oedeemreductie

Lymfoedeem primair secundair Lipoeedeem lipo-hypertrofie Posttrombotisch oedeem Venus oedeem Posttraumatisch oedeem


Anders

6 Duur van de behandeling in weken:
Behandeladvies: gebruik voor dag nacht gebruik op geleide van klachten

Let op! Bij elke bestelling is een handtekening van de arts of kopie van een verwijsbrief nodig.

7 ReadyWrap®

	Lengte (cm)	Kleur Belge Zwart	Maat	Artikelnr.	Z-index-nr.	Aantal
Bovenbeen	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Knie		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Onderbeen	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Voet rechts		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Voet links		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Tenen rechts		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Tenen links		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Verlengband		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Liner	<input type="checkbox"/> S/L <input type="checkbox"/> XXL	<input checked="" type="checkbox"/>				
Tubiquick Buisverband	10 m x 8,5	Blauw	<input type="checkbox"/> 3	30762		
Tubiquick Buisverband	10 m x 12,5	Geel	<input type="checkbox"/> 4	30763		
Gebruiksaanwijzing	<input checked="" type="checkbox"/>		One size	105469		1



Schrijf de meetresultaten direct op de **vet gedrukte lijn of vakje**, behorend bij het meetpunt

8 Aflevering

U wenst de verbandstoffen op de poli / in de praktijk te ontvangen.
 U wenst de verbandstoffen bij de patiënt thuis te ontvangen.

9 Bestelwijze

Mail dit formulier naar: info@fysiotek.nl



ReadyWrap® Voet en Been

ReadyWrap® Bovenbeen											
(LG-E1) (2 lengtematen)	cG	Small 48 - 63	Z-index Nummer	Medium 58 - 73	Z-index Nummer	Large 68 - 83	Z-index Nummer	X Large 78 - 93	Z-index Nummer	XX Large 88 - 103	Z-index Nummer
■ Beige 25 cm		□104478	15818659	□104474	15818675	□104470	15818691	□104482	15818713	□104790	16254430
■ Zwart 25 cm		□104479	15813991	□104475	15814017	□104471	15814033	□104483	15814106	□104791	16254449
■ Beige 30 cm		□104480	15818667	□104476	15818683	□104472	15818705	□104484	15818721	□104792	16254457
■ Zwart 30 cm		□104481	15814009	□104477	15814025	□104473	15814114	□104485	15814122	□104793	16254465
ReadyWrap® Knie											
(1 lengte 20 cm)	cE1	Small 38 - 48		Medium 45 - 58		Large 52 - 68		X Large 59 - 78		XX Large 66 - 88	
■ Beige	cD	28 - 38		33 - 43		38 - 48		43 - 58		53 - 68	
■ Zwart		□104464	15818756	□104462	15818764	□104460	15818772	□104466	15818780	□104788	16254414
		□104465	15818489	□104463	15818497	□104461	15818500	□104467	15818519	□104789	16254422
ReadyWrap® Onderbeen											
(LD-B) (2 lengtematen)	cC	Small 28 - 38		Medium 33 - 43		Large 38 - 48		X Large 43 - 58		XX Large 53 - 68	
■ Beige 30 cm	cB	18 - 23		20 - 28		25 - 33		30 - 38		35 - 43	
■ Zwart 30 cm		□104450	15818802	□104446	15818810	□104442	15818829	□104454	15818837	□104784	16254376
■ Beige 35 cm		□104451	15818381	□104447	15818411	□104443	15818446	□104455	15818462	□104785	16254384
■ Zwart 35 cm		□104452	15818845	□104448	15818853	□104444	15818861	□104456	15818888	□104786	16254392
		□104453	15818403	□104449	15818438	□104445	15818454	□104457	15818470	□104787	16254406
ReadyWrap® Voet CT											
LA-Y (2 lengtematen) (Zijkant)	cB	Small 18 - 23		Medium 20 - 28		Large 25 - 33		X Large 30 - 38		XX Large 35 - 43	
	cA	18 - 20,4		20,5 - 23,5		23,6 - 26		26,1 - 28,5		28,6 - 31	
	cA1	20 - 25		24 - 29		28 - 33		32 - 37		36 - 41	
■ L Beige CT Norm. 16-19		□141726	17101417	□141730	17101646	□141734	17101689	□141738	17101727	□141742	17101778
■ R Beige CT Norm. 16-19		□141727	17101581	□141731	17101654	□141735	17101697	□141739	17101735	□141743	17101794
■ L Zwart CT Norm. 16-19		□141728	17101611	□141732	17101662	□141736	17101700	□141740	17101743	□141744	17101808
■ R Zwart CT Norm. 16-19		□141729	17101638	□141733	17102367	□141737	17101719	□141741	17101751	□141745	17101816
■ L Beige CT Lang 19-22		□141746	17101824	□141750	17101875	□141754	17101921	□141758	17101980	□141762	17102030
■ R Beige CT Lang 19-22		□141747	17101840	□141751	17101883	□141755	17101948	□141759	17102006	□141763	17102049
■ L Zwart CT Lang 19-22		□141748	17101859	□141752	17101905	□141756	17101964	□141760	17102014	□141764	17102057
■ R Zwart CT Lang 19-22		□141749	17101867	□141753	17101913	□141757	17101972	□141761	17102022	□141765	17102065
ReadyWrap® Tenen											
	cA	Small 18,0 - 20,4		Medium 20,5 - 23,5		Large 23,6 - 26		X Large 26,1 - 28,5		XX Large 28,6 - 31	
■ R Beige		□104416	15985903	□104414	15985881	□104412	15985873	□104418	15985911	□104420	15985938
■ R Zwart		□104417	15985962	□104415	15985954	□104413	15985946	□104419	15985970	□104421	15985989
■ L Beige		□104406	15985792	□104404	15985784	□104402	15985776	□104408	15985806	□104410	15985814
■ L Zwart		□104407	15985849	□104405	15985830	□104403	15985822	□104409	15985857	□104411	15985865
ReadyWrap® Liner, 2 maten											
Alleen in zwart, per paar Wordt niet vergoed!	cB	Small/Large 18 - 33						X Large /XXL			
	cC	28 - 48						cB	30 - 43		
	cG	48 - 83						cC	43 - 68		
								cG	78 - 103		
■ AD - Kniekous		□149032	17089719					□149033	17089808		
■ AG - Dijkous		□149034	17089824					□149035	17089832		
ReadyWrap™ Verlengband, One size fits all											
■ Beige		□104740	16254473								
■ Zwart		□104741	16254481								
Tubiquick Buisverband											
		Artikel	Afmeting	Maat	Z-indexnr.			Artikel	Afmeting	Maat	Z-indexnr.
		□ 30762	10 m x 8,5 cm	3 (Blauw)	15071456			□ 30763	10 m x 12,5 cm	4 (Geel)	15071464

*Let op: Indien u kiest voor ReadyWrap voor de tenen, is de standaard onderkous met gesloten tenen niet geschikt. In dat geval adviseren wij Tubiquick buisverband, maat 3 Blauw of maat 4 Geel.

Informatie bij het aanmeten:

Meetpunten Omtrek/Omvang

- cG 2 cm onder de bilplooï
- cD 2 tot 3 cm onder de fossa poplitea
- cC Grootste omvang van de kuit
- cA1 Rondom de wreef en hiel met de voet in dorsaalflexie
- cA Rondom de basis van de tenen
- cE1 5 cm boven de knie
- cC Grootste omvang van de kuit
- cB 2 cm boven de malleolus

Lengtematen tussen de Omtrekken/Omvangen

- LG-E1 De lengte tussen punt E1 (5 cm boven de knie) en punt G (2 cm onder de bilplooï)
- LD-B De lengte tussen punt B (2 cm boven de malleolus) en punt D (2 cm onder de fossa poplitea)
- LA-Y Hiel tot de basis van de tenen
- nb. c = omtrek en L = lengte