



# ReadyWrap® Been

## Recept- en Bestelformulier verbandmiddelen.



### 1 Patiënt gegevens

Naam patiënt: .....

Geboortedatum: .....

Adres: .....

Postcode / Woonplaats: .....

Verzekeraar: .....

Polisnummer: .....

Burger Service Nummer: .....

### 2 Voorschrijver

Behandel datum: .....

Handtekening + Naam arts/verpleegkundig specialist: .....

Voorletters: ..... Naam: .....

Adres, postcode, plaats en naam van vestiging: .....

Specialisme: ..... AGB Code: .....

Eerste verstrekking

Herhalingsverstrekking

### 3 Uw gegevens

Naam Praktijk / Instelling: .....

Naam Behandelaar: .....

Adres: .....

Postcode / Woonplaats: .....

Paraaf leverancier na levering: .....

### 4 Toepassingsgebied

compressieve wondzorg

compressietherapie

In geval van wond: 1 Is de beoordeling van de wond gedaan door de arts of verpleegkundig specialist  ja

2 Is er sprake van een ernstige aandoening waarbij arts of verpleegkundig specialist behandelaar blijft?  ja

3 Is er sprake van gecompliceerde wondzorg met een behandelduur van langer dan 14 tot 21 dagen?  ja

Compressiehulpmiddel wordt ingezet voor onderste extremiteiten:

Links

Rechts

Voet

Bovenbeen

Onderbeen

### 5 Medische indicatiestelling voor compressiehulpmiddel ten behoeve van oedeemreductie

Lymfoedeem

primair

secundair

Lipoeedeem lipo-hypertrofie

Posttrombotisch oedeem

Venus oedeem

Posttraumatisch oedeem

Anders .....

### 6 Duur van de behandeling in weken:

Behandeladvies: gebruik voor  dag  nacht  gebruik op geleide van klachten

**Let op! Bij elke bestelling is een handtekening van de arts of kopie van een verwijsbrief nodig.**

### 7 ReadyWrap®

Lengte  
(cm)


Kleur  
Belge | Zwart

Maat

Artikelnr.

Z-index-  
nr.

	Lengte (cm)	Kleur Belge   Zwart	Maat	Artikelnr.	Z-index- nr.	Aantal
Bovenbeen	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Knie		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Onderbeen	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Voet rechts		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Voet links		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Tenen rechts		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Tenen links		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Verlengband		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Liner	<input type="checkbox"/> S/L <input type="checkbox"/> XXL	<input checked="" type="checkbox"/>				
Tubiquick Buisverband	10 m x 8,5	Blauw	<input type="checkbox"/> 3	30762		
Tubiquick Buisverband	10 m x 12,5	Geel	<input type="checkbox"/> 4	30763		
Gebruiksaanwijzing	<input checked="" type="checkbox"/>		One size	105469		1



Schrijf de meetresultaten direct op de **vet gedrukte lijn of vakje**, behorend bij het meetpunt

### 8 Aflevering

- U wenst de verbandstoffen op de poli / in de praktijk te ontvangen.
- U wenst de verbandstoffen bij de patiënt thuis te ontvangen.

### 9 Bestelwijze

Fax dit formulier naar: **078 684 96 30** of Mail dit formulier naar: **info@human-healthcare.nl**



# ReadyWrap® Voet en Been

ReadyWrap® Bovenbeen (LG-E1) (2 lengtematen)		Small 48 - 63 38 - 48	Z-index Nummer	Medium 58 - 73 45 - 58	Z-index Nummer	Large 68 - 83 52 - 68	Z-index Nummer	X Large 78 - 93 59 - 78	Z-index Nummer	XX Large 88 - 103 66 - 88	Z-index Nummer
■ Beige 25 cm	cG	□104478	15818659	□104474	15818675	□104470	15818691	□104482	15818713	□104790	16254430
■ Zwart 25 cm	cE1	□104479	15813991	□104475	15814017	□104471	15814033	□104483	15814106	□104791	16254449
■ Beige 30 cm		□104480	15818667	□104476	15818683	□104472	15818705	□104484	15818721	□104792	16254457
■ Zwart 30 cm		□104481	15814009	□104477	15814025	□104473	15814114	□104485	15814122	□104793	16254465
ReadyWrap® Knie (1 lengte 20 cm)		Small 38 - 48 28 - 38		Medium 45 - 58 33 - 43		Large 52 - 68 38 - 48		X Large 59 - 78 43 - 58		XX Large 66 - 88 53 - 68	
■ Beige	cE1	□104464	15818756	□104462	15818764	□104460	15818772	□104466	15818780	□104788	16254414
■ Zwart	cD	□104465	15818489	□104463	15818497	□104461	15818500	□104467	15818519	□104789	16254422
ReadyWrap® Onderbeen (LD-B) (2 lengtematen)		Small 28 - 38 18 - 23		Medium 33 - 43 20 - 28		Large 38 - 48 25 - 33		X Large 43 - 58 30 - 38		XX Large 53 - 68 35 - 43	
■ Beige 30 cm	cC	□104450	15818802	□104446	15818810	□104442	15818829	□104454	15818837	□104784	16254376
■ Zwart 30 cm	cB	□104451	15818381	□104447	15818411	□104443	15818446	□104455	15818462	□104785	16254384
■ Beige 35 cm		□104452	15818845	□104448	15818853	□104444	15818861	□104456	15818888	□104786	16254392
■ Zwart 35 cm		□104453	15818403	□104449	15818438	□104445	15818454	□104457	15818470	□104787	16254406
ReadyWrap® Voet CT LA-Y (2 lengtematen) (Zijkant)		Small 18 - 23 18 - 20,4 20 - 25		Medium 20 - 28 20,5 - 23,5 24 - 29		Large 25 - 33 23,6 - 26 28 - 33		X Large 30 - 38 26,1 - 28,5 32 - 37		XX Large 35 - 43 28,6 - 31 36 - 41	
■ L Beige CT Norm. 16-19	cB	□141726	17101417	□141730	17101646	□141734	17101689	□141738	17101727	□141742	17101778
■ R Beige CT Norm. 16-19	cA	□141727	17101581	□141731	17101654	□141735	17101697	□141739	17101735	□141743	17101794
■ L Zwart CT Norm. 16-19	cA1	□141728	17101611	□141732	17101662	□141736	17101700	□141740	17101743	□141744	17101808
■ R Zwart CT Norm. 16-19		□141729	17101638	□141733	17102367	□141737	17101719	□141741	17101751	□141745	17101816
■ L Beige CT Lang 19-22		□141746	17101824	□141750	17101875	□141754	17101921	□141758	17101980	□141762	17102030
■ R Beige CT Lang 19-22		□141747	17101840	□141751	17101883	□141755	17101948	□141759	17102006	□141763	17102049
■ L Zwart CT Lang 19-22		□141748	17101859	□141752	17101905	□141756	17101964	□141760	17102014	□141764	17102057
■ R Zwart CT Lang 19-22		□141749	17101867	□141753	17101913	□141757	17101972	□141761	17102022	□141765	17102065
ReadyWrap® Tenen		Small 18,0 - 20,4		Medium 20,5 - 23,5		Large 23,6 - 26		X Large 26,1 - 28,5		XX Large 28,6 - 31	
■ R Beige	cA	□104416	15985903	□104414	15985881	□104412	15985873	□104418	15985911	□104420	15985938
■ R Zwart		□104417	15985962	□104415	15985954	□104413	15985946	□104419	15985970	□104421	15985989
■ L Beige		□104406	15985792	□104404	15985784	□104402	15985776	□104408	15985806	□104410	15985814
■ L Zwart		□104407	15985849	□104405	15985830	□104403	15985822	□104409	15985857	□104411	15985865
ReadyWrap® Liner, 2 maten Alleen in zwart, per paar Wordt niet vergoed!		Small/Large 18 - 33 28 - 48 48 - 83						X Large /XXL 30 - 43 43 - 68 78 - 103			
■ AD - Kniekous	cB	□149032	17089719					□149033	17089808		
■ AG - Dijkous	cC	□149034	17089824					□149035	17089832		
■ Beige	cG			□104740	16254473						
■ Zwart				□104741	16254481						
ReadyWrap™ Verlengband, One size fits all		Artikel	Afmeting	Maat	Z-indexnr.			Artikel	Afmeting	Maat	Z-indexnr.
		□ 30762	10 m x 8,5 cm	3 (Blauw)	15071456			□ 30763	10 m x 12,5 cm	4 (Geel)	15071464

\*Let op: Indien u kiest voor ReadyWrap voor de tenen, is de standaard onderkous met gesloten tenen niet geschikt. In dat geval adviseren wij Tubiquick buisverband, maat 3 Blauw of maat 4 Geel.

### Informatie bij het aanmeten:

#### Meetpunten Omtrek/Omvang

cG	2 cm onder de bilplooï	cE1	5 cm boven de knie
cD	2 tot 3 cm onder de fossa poplitea	cC	Grootste omvang van de kuit
cC	Grootste omvang van de kuit	cB	2 cm boven de malleolus
cA1	Rondom de wreef en hiel met de voet in dorsaalflexie		
cA	Rondom de basis van de tenen		

#### Lengtematen tussen de Omtrekken/Omvangen

LG-E1	De lengte tussen punt E1 (5 cm boven de knie) en punt G (2 cm onder de bilplooï)
LD-B	De lengte tussen punt B (2 cm boven de malleolus) en punt D (2 cm onder de fossa poplitea)
LA-Y	Hiel tot de basis van de tenen
nb.	c = omtrek en L = lengte