



People.Health.Care.

Advieskaart

Confectietabel VENOSAN® Prestige 1 en 2 rondbrei armkousen en handschoen

| lengte | normaal (cm) | lang (cm) | omvang | small (cm) | medium (cm) | large (cm) | extra large* (cm) |
|-------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| IC-G | 40 - 44 | 44 - 48 | cG | 26,5 - 30,5 | 30,5 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| IC-F | 31 - 34 | 34 - 37 | cF | 25,5 - 29 | 29 - 33,5 | 33,5 - 38,5 | 38,5 - 43,5 |
| IC-E | 22 - 24 | 24 - 26 | cE | 23,5 - 27 | 27 - 31 | 31 - 35,5 | 35,5 - 41,5 |
| IC-D | 11 - 12 | 12 - 13 | cD | 20 - 23,5 | 23,5 - 27,5 | 27,5 - 32 | 32 - 37 |
| | | | cC | 15 - 17 | 17 - 19,5 | 19,5 - 22,5 | 22,5 - 26 |
| IA-C | 8 - 9 | 9 - 10 | cA | 17,5 - 19,5 | 19,5 - 22 | 22 - 25 | 25 - 28,5 |
| | | | cX | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 |

*extra large alleen in VENOSAN® Prestige 2 en in lengte normaal



People.Health.Care.



Confectie assortiment VENOSAN® Prestige 1 en 2 rondbrei armkousen en handschoen

| | kleur | AC1 | AG | AG 3 cm silb. | CG | CG 3 cm silb. |
|---------------------|---------|-----|----|------------------|----|------------------|
| VENOSAN® Prestige 1 | ● beige | | ● | ● | ● | ● |
| VENOSAN® Prestige 2 | ● beige | ● | ● | ● | ● | ● |

AC1: Handschoen met duim

AG : Armkous met vaste handschoen

CG : Armkous

AG 3 cm silb.: Armkous met vaste
handschoen en siliconenband

CG 3 cm silb.: Armkous met siliconenband

