



People.Health.Care.



Advieskaart

Rosidal® TCS Compressiesysteem

zwachtelen met een tweelaags zwachtelsysteem

Product	Artikelnr.	Z-Index nr.
Rosidal TCS Compressiesysteem 2 componenten	26 484	158 148 23
Rosidal TCS Soft Compressiebandage aanvulling	33 503	158 208 23
Rosidal TCS Cohesief Compressiebandage aanvulling	33 499	158 208 31

Toepassingsgebieden	Eigenschappen	Opmerkingen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Geïndiceerd voor patiënten met een enkel-arm-index tussen 0,5 en 0,8 en hoger dan 0,8. ■ Oedeem, Lymfoedeem, lipo-Lymfoedeem, trombose, na invasieve behandeling spataderen ■ kneuzingen voet en/of trauma ■ voor het behandelen van ulcus cruris venosum ("open been") en gerelateerde aandoeningen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ twee componenten gebruiksklaar en handig gecombineerd in een set ■ geïntegreerde huidbescherming in de eerste laag ■ cohesieve tweede laag ■ past moeiteloos in de schoen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ het systeem is bedoeld voor eenmalig gebruik ■ therapeutische werkingsdruk blijft meerdere dagen behouden ■ aanleggen onder volledige spanning (Safe-Loc) ■ latexvrij





People.Health.Care.



Rosidal® Elko® Windsel en Elko® Compressie box

zwachtelen met korte rek zwachtels

Product	Artikelnr.	Z-Index nr.
Elko Rosidal Windsel 10 cm (per twee rollen verpakt)	22 225	121 930 54
Elko Compressie Box (alles compleet om te zwachtelen)	22 222	140 116 46

Toepassingsgebieden	Eigenschappen	Opmerkingen
<ul style="list-style-type: none">■ voor goede compressie bij een veneuze indicatie of lymfoedeem■ voor het immobiliseren van lichaamsdelen■ voor het ondersteunen en ontlasten in de traumatologie en sportgeneeskunde	<ul style="list-style-type: none">■ elastisch in lengterichting (ca. 90%)■ luchtdoorlaatbaar■ stevige weefselstructuur	<ul style="list-style-type: none">■ 50 keer wasbaar bij maximaal 95°C met een fijnwasmiddel of fijnwasprogramma

Elko Compressie Box bestaat uit:

- 2 Elko® (4 Rosidal®) 5 m x 10 cm
- 4 Cellona® synthetische watten
- 1 Haftan® pre-tape 10 cm x 27,5 m
- 3 Porofix® hechtpleister (5 m x 2,5 cm)
- 1 Rol naadloos elastisch buisverband blauw (10 m)

