



People.Health.Care.

VENOSAN® Strong

Productkenmerken

- compressieklasse 3, 4 en 4S
- vlakbrei
- hoge tot zeer hoge stiffness
- maatwerk
- relatief dun en soepel
- latexvrij
- hoog aan- en uittrekgemak
- subtiele lengterek
- standaard verkorte wreef

Toepassingsgebieden

Compressieklasse 3

- voor complexe aandoeningen
- bij overgevoeligheid voor latex of een latex allergie
- bij matige tot sterke oedeemvorming

Advieskaart

Compressieklasse 4 en 4S

- bij zeer complexe veneuze en lymfatische aandoeningen
- bij overgevoeligheid voor latex of een latex allergie
- bij fibrose en zeer sterke oedeemvorming



People.Health.Care.

VENOSAN® DureIna

Productkenmerken

- compressieklasse 3, 4 en 4S
- vlakbrei
- maatwerk
- stevig aanvoelende, sterke kous.
- bevat latex
- geringe lengterek
- optimale drukdosering
- hoge tot zeer hoge stiffness

Toepassingsgebieden

Compressieklasse 3

- voor meer complexe aandoeningen
- voor de normale huid
- bij matig tot veel oedeemvorming

Advieskaart

Compressieklasse 4 en 4S

- bij zeer complexe veneuze en lymfatische aandoeningen
- voor de normale huid
- bij fibrose en hoge mate van oedeemvorming



VENOSAN®

Compression Stockings