



People.Health.Care.

Cellacare® Abdominal Classic **NIEUW**

Elastische bandage voor het stabiliseren en ontlasten van de buik.

CLASSIC



Cellacare Abdominal Classic is een postoperatieve en posttraumatische bandage voor stabilisatie en ontlasting van de buik.

- anatomisch gevormd
- recht model
- individueel instelbaar



People.Health.Care.



Bewezen werkingsprincipe

- verdeelt de druk gelijkmatig over het gehele gebied
- comfortabele opvulling aan de voorkant rond het gebied van het letsel of de wond
- redressie na zwangerschap



Eenvoudig te gebruiken

- verstelbare sluiting
- een brede klittenbandsluiting maakt nauwkeurige aanmeting en instelling van de compressie mogelijk
- maakt een snelle en eenvoudige verbandwisseling mogelijk




Hoog draagcomfort

- huidvriendelijk materiaal met katoen en zonder natuurlijke rubberlatex
- nauwelijks te zien onder kleding
- verkrijgbaar in grote maten voor buikomtrekken tot 150 cm

Cellacare® Abdominal Classic

Elastische bandage voor het stabiliseren en ontlasten van de buik.

Buikomtrek



Maat	Buikomtrek (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	65 – 85	140 551	16924606	1/18
2	70 – 95	140 552	16924614	1/18
3	90 – 110	140 553	16924622	1/18
4	105 – 125	140 554	16924649	1/18
5	120 – 150	140 885	16924657	1/18



Indicaties

- zwakte van de buikspieren
- na buikoperaties
- peritoneale letsels
- voor zwakte van het bindweefsel van de buik, onderbuik
- na liposuctie en buikwandplastiek

Kleur

wit