



People.Health.Care.

Cellacare[®] Classic

Bandages en ortheses
voor de eerste hulp.



A photograph showing a close-up of a doctor's hands in a white lab coat, holding a patient's leg. The patient's foot is visible, and the doctor is supporting the leg from the knee and ankle. The background is a blurred hospital ceiling with a square light fixture.

**Bied uw patiënten
snel hulp met de ideale
verzorging!**

Bij eerste hulp draait het om tijd en plaats.

In de hectiek van elke dag in de kliniek en de praktijk moet er snel worden gehandeld, vooral in acute situaties. Om die reden moeten de benodigde hulpmiddelen snel bij de hand zijn. Directe beschikbaarheid op het point-of-care en adequaat voorraadbeheer zijn hiervoor een vereiste.

Centraal staat echter de patiënt.

Patiënten hebben snel hulp en tijdig ingrijpen nodig waarmee hun pijn minder wordt, een verslechtering van hun gezondheidstoestand voorkomen wordt, en zowel zekerheid als mobiliteit op de weg naar genezing geboden wordt. Dat alles neemt angst weg en schept vertrouwen.



Cellacare® Classic voor de eerste hulp

Cellacare biedt een groot assortiment voor een snelle behandeling op een economische basis.

Het Classic-assortiment richt zich op de behoeften van de eerste hulp. De stabiliserende ortheses combineren vertrouwde functieprincipes met eenvoudig gebruik en goed comfort voor de patiënt.

Slim matensysteem

- zo weinig mogelijk maten voor vereenvoudigd voorraadbeheer
- zo veel maten als nodig zijn voor een juiste pasvorm en een ruim assortiment

Praktijkgerichte kwaliteit

- functie in een pure vorm
- gemaakt van modern materiaal
- voor redelijke prijzen


Praktisch in het gebruik

- bijzonder eenvoudig in het gebruik
- goed toegankelijk voor wondverzorging en lichaamshygiëne
- aangenaam draaggevoel

Eenvoudig. Vertrouwd. Praktisch.



Halswervelkolom



**Cellacare®
Cervical Classic**
Anatomisch gevormde nekbrace.



**Cellacare®
Cervical Plus Classic**
Anatomisch gevormde nekbrace
met versterking.

Een anatomisch gevormde nekbrace kan de halswervelkolom effectief ontlasten. Na een whiplash is het gebruik daarvan standaard. Cellacare Classic houdt rekening met de anatomie, ook rond de kin. Er zijn twee soorten stabilisaties verkrijgbaar.

Cellacare® Cervical Classic

Anatomisch gevormde nekbraces.


TWEE
SOORTEN
STABILISATIES

Cellacare Cervical Classic en Cervical Plus Classic stabiliseren de halswervelkolom en helpen spanning in de nekspieren door warm houden te verminderen.

- anatomisch gevormd
- aangenaam licht
- afneembaar en wasbaar overtrek

OVERTREK
AFNEEMBAAR

3 HOOGTES
EN 3 LENGTES





Cellacare® Cervical Classic

Goed draagcomfort

- aangenaam lichte schuimkern die zijn vorm behoudt
- zacht, huidvriendelijk overtrek met een hoog aandeel katoen




Cellacare® Cervical Plus Classic

Betere stabilisatie

- extra stabiliserend element bij de kin
- extra slank profiel onder de kin

Cellacare® Cervical Classic

Anatomisch gevormde nekbrace.



Maat	Halsomvang (cm)	Kinhoogte (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
Cervical Classic					
1	28 – 34	7,5	33 570	16 375 475	1/18
	28 – 34	9,0	33 571	16 375 483	1/18
	28 – 34	11,0	33 572	16 375 491	1/18
2	34 – 42	7,5	33 573	16 375 505	1/14
	34 – 42	9,0	33 574	16 375 513	1/14
	34 – 42	11,0	33 575	16 375 521	1/12
3	42 – 50	7,5	33 576	16 375 548	1/14
	42 – 50	9,0	33 577	16 375 556	1/12
	42 – 50	11,0	33 578	16 375 564	1/12
Cervical Plus Classic					
1	28 – 34	7,5	33 580	16 375 572	1/18
	28 – 34	9,0	33 581	16 375 580	1/18
	28 – 34	11,0	33 582	16 375 599	1/18
2	34 – 42	7,5	33 583	16 375 602	1/14
	34 – 42	9,0	33 584	16 375 610	1/14
	34 – 42	11,0	33 585	16 375 629	1/12
3	42 – 50	7,5	33 586	16 375 637	1/14
	42 – 50	9,0	33 587	16 375 645	1/12
	42 – 50	11,0	33 588	16 375 653	1/12




Indicaties

- cervicaal pijnsyndroom (cervicaal syndroom, cervicobrachiaal syndroom)
- musculaire torticollis
- artrose van de halswervelkolom zonder neurologische uitval (prolaps, protrusie, facetsyndroom)
- spondylartritis van de halswervelkolom (de ziekte van Bechterew)
- discotomie (tijdelijk na de operatie)
- distorsie van de halswervelkolom (tijdelijk na een trauma)
- uitsluitend voor de Cellacare Cervical Classic: stoornissen van de wervelgewrichtsfunctie (hypomobile functiestoornissen)
- uitsluitend voor de Cellacare Cervical Plus Classic: spondylitis van de halswervelkolom

Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

Schouder



Bij schoudertrauma's blijft het werkingsmechanisme van klassieke schouderverbanden nog steeds de state-of-the-art. Maar als kant-en-klaar verband is een bandage of orthese absoluut praktischer. Cellacare Classic richt zich met slimme detailverbeteringen op het optimaliseren van het draaggevoel en de functionaliteit.



**Cellacare®
Gilchrist Classic**
Orthese voor het immobiliseren
van het schoudergewricht.



**Cellacare®
Gilchrist Sling Classic**
Orthese voor het immobiliseren
van het schoudergewricht.



**Cellacare®
Clavicula Classic**
Claviculabandage.

Cellacare® Gilchrist Classic

Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht.

**RUIMTEBESPAREND
OPGEROLD TE
BEWAREN**

Cellacare Gilchrist Classic is een orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht en de arm in een bepaalde positie.

- werkt volgens het klassieke Gilchrist – of Desault-verband
- open productontwerp
- ademend materiaal voor passend temperatuur – en vochtigheidsmanagement

**LINKS EN RECHTS
TE DRAGEN**

SLECHTS VIER MATEN




Hoog gebruikscomfort

- bevestigingssysteem biedt goede ondersteuning en fixatie
- wondverzorging mogelijk zonder de orthese af te doen



Omvang net onder de borst



Cellacare® Gilchrist Classic

Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht.

Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	< 60	137 485	16 780 779	1/30
2	60 – 80	137 486	16 780 787	1/30
3	80 – 100	137 487	16 780 795	1/30
4	100 – 120	137 488	16 780 809	1/30



Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

Indicaties

- pijnlijke aandoeningen van spieren en pezen van de schouder
- acute lichte schouderinstabiliteit
- behandeling van een acute schouderluxatie
- distorsie of contusie van de schouder
- acuut letsel van de rotator cuff
- voor postoperatieve behandeling na operaties aan de rotator cuff of voor schouderluxatie
- acuut letsel van het AC-gewricht (acromioclaviculaire gewricht)

Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht.

ZELFSTANDIG
AANLEGGEN
MOGELIJK

Cellacare Gilchrist Sling Classic is een orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht en de arm in een bepaalde positie ter ontlasting. Het bevestigingssysteem biedt goede ondersteuning en fixatie.

- zelfstandig aanleggen en afnemen van het product mogelijk
- klittenbandsluitingen voor eenvoudig en snel aanleggen
- gering gewicht

LINKS EN RECHTS
TE DRAGEN

OOK EXTRA GROOT

Hoog gebruikscomfort

- klittenbandsluitingen voor individuele aanpassing en bijstelling
- door de open productopbouw kan het ook over kleding worden gedragen



Omvang net onder de borst

Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht.

Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	65 – 80	140 111	16 660 196	1/22
2	75 – 95	140 112	16 660 226	1/22
3	90 – 110	140 113	16 660 463	1/22
4	105 – 125	140 114	16 660 471	1/22
5	120 – 140	140 115	16 660 498	1/22



Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

Indicaties

- pijnlijke aandoeningen van spieren en pezen van de schouder
- acute lichte schouderinstabiliteit
- behandeling van een acute schouderluxatie
- distorsie of contusie van de schouder
- acuut letsel van de rotator cuff
- voor postoperatieve behandeling na operaties aan de rotator cuff of voor schouderluxatie
- acuut letsel van het AC-gewricht (acromioclaviculaire gewricht)

Cellacare® Clavicula Classic

Claviculabandage.

DE LENGTE VAN DE
GORDEL
KAN OP MAAT
WORDEN GEKNIPT



Cellacare Clavicula Classic is een bandage voor het conservatief behandelen van claviculafracturen door bewegingsbeperking en extensie.

- volgens het principe van het rugzakverband
- huidvriendelijk en ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

VOOR VOLWASSENEN
EN KINDEREN

SLECHTS TWEE
MATEN

Hoog gebruikscomfort


- eenvoudig en snel aanleggen door twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen aan de achterkant
- de banden en de rugplaat zijn zacht gepolsterd



Cellacare® Clavicula Classic

Claviculabandage.

Omvang net onder de borst



Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	50 – 75	137 490	16 780 752	1/30
2	> 75	137 491	16 780 760	1/30




Indicaties

- voor conservatieve behandeling van claviculafracturen (sleutelbeenbreuken)
- voor postoperatieve en posttraumatische behandeling

In bepaalde gevallen goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

Goed
beschermd
thuis





Romp



**Cellacare®
Thorax F Classic**

Elastische bandage voor het comprimeren en stabiliseren van het thoracale gebied voor dames.



**Cellacare®
Thorax M Classic**

Elastische bandage voor het comprimeren en stabiliseren van het thoracale gebied voor heren.

Bij thoracale contusies en ribfracturen, maar ook na ingrepen in en rond de thorax zijn elastische bandages het voorkeursmiddel. De thoraxbandages van Cellacare Classic beschermen de ribben bij elke ademhaling. Onder kleding gedragen zijn ze nauwelijks zichtbaar.

Cellacare® Thorax F/M Classic

Elastische bandages voor het comprimeren en stabiliseren van het thoracale gebied.


VERSIE M
GESCHIKT VOOR
OMVANGEN NET ON-
DER DE BORST
VAN 145 CM

Cellacare Thorax F/M Classic is een kant-en-klare bandage voor conservatieve behandeling van ribfracturen en thoracale contusies.

- comfortabele opvulling aan de voorkant rond het gebied van het letsel of de wond
- eenvoudig aan te trekken
- hoog draagcomfort

TWEE VERSIES VOOR
DAMES EN HEREN

BEIDEN IN TWEE
MATEN



Hoog gebruikscomfort

- een brede klittenbandsluiting maakt nauwkeurige aanmeting en instelling van de compressie mogelijk
- nauwelijks te zien onder kleding





F

met speciale vorm in het gebied van de borsten voor de vrouwelijke lichaamscontouren

Cellacare®
Thorax F Classic

Versie F voor dames



M

met een recht model


Cellacare®
Thorax M Classic

Versie M voor heren

Cellacare® Thorax F/M Classic

Elastische bandages voor het comprimeren en stabiliseren van het thoracale gebied.

Omvang net onder de borst



Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
Versie F voor dames				
1	65 – 100	140 581	16924 533	1/40
2	95 – 125	140 582	16924 541	1/40
Versie M voor heren				
1	75 – 110	140 583	16924 568	1/18
2	105 – 145	140 584	16924 592	1/18

Indicaties

- voor postoperatieve drukverlichting na thoracale chirurgie
- conservatieve behandeling van ribfracturen en thoracale contusies



Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

Pols

Aandoeningen en acute letsels van de duim of de pols kunnen apart maar ook gelijktijdig optreden. Alleen al vanwege pijn kan een immobilisatie noodzakelijk zijn. Cellacare Classic dient voor het immobiliseren van de pols en de duim waarbij de grijpfunctie en de bewegelijkheid van de vingers behouden blijven.



**Cellacare®
Rhizo Classic**

Orthese voor het immobiliseren van de duim.



**Cellacare®
Manu Control Classic**

Orthese voor het immobiliseren van de pols.



**Cellacare®
Rhizocast Classic**

Orthese voor het immobiliseren van de pols en de duim.



Cellacare® Rhizo Classic

Orthese voor het immobiliseren van de duim.

DE BEWEGELIJKHEID
VAN DE VINGERS
BLIJFT BEHOUDEN



Cellacare Rhizo Classic is een orthese voor de duim. Een stabilisatie-element omvat de duim lateraal en immobiliseert zo het zadel- en basisgewricht van de duim.

- anatomisch gevormd
- modern design
- dun, valt niet op onder kleding

KAN ZOWEL AAN DE
RECHTER- ALS AAN DE
LINKERDUIM WORDEN
GEDRAGEN

SLECHTS TWEE MATEN

Gebruiksvriendelijk

- eenvoudig aanleggen door twee klittenbandsluitingen aan duim en pols
- bestaat uit zacht, comfortabel basismateriaal



Cellacare® Rhizo Classic

Orthese voor het immobiliseren van de duim.

Polsomtrek



Maat	Polsomtrek (cm)	REF	Z-Index	Verpakkingseenheid (stuks)
1	12,5 – 17,5	137 931	16833074	1/39
2	16,5 – 21,5	137 932	16833082	1/39



Indicaties

- immobilisatie bij posttraumatische en postoperatieve complicaties van het basis -en/ of zadelgewricht van de duim
- immobilisatie bij letsels van de ulnaire banden (,skiduum')
- immobilisatie bij chronische instabiliteit van de duimgewrichten
- immobilisatie bij degeneratieve veranderingen van het basis -en/of zadelgewricht van de duim (scapho-trapezio-trapezoid-artrose, rhizartrose)

Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.



Goed
beschermd de
hele dag door

Goed
beschermd bij
werkhervatting



Cellacare® Manu Control Classic

Orthese voor het immobiliseren van de pols.

INNOVATIEF
LINKS EN RECHTS
TE DRAGEN
DESIGN



Cellacare Manu Control Classic is een orthese voor de pols. Door de combinatie van twee aan de zijkant geïntegreerde spalken, een uitneembare spalk aan de palmaire kant, en drie stabilisatiebanden wordt de pols geïmmobiliseerd.

- dun, valt niet op onder kleding
- orthese van zacht, comfortabel basismateriaal

LINKS EN RECHTS
TE DRAGEN

SLECHTS DRIE MATEN

Gebruiksvriendelijk

- door het gebruik van hetzelfde materiaal aan de binnen- en buitenkant kan de orthese zowel rechts als links worden gedragen
- eenvoudig om te wisselen naar de andere kant



Cellacare® Manu Control Classic

Orthese voor het immobiliseren van de pols.

Polsomvang



Maat	Polsomvang (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	13,5 – 17,5	108 745	16 640 624	1/30
2	16,5 – 20,5	108 746	16 640 632	1/30
3	19,5 – 25,0	108 747	16 640 640	1/30



Indicaties

- posttraumatisch na matige tot ernstige distorsies (verstuikingen)
- actieve artrose of artritis van de pols
- peesontstekingen in de hand (tendinitis)
- peesschedeontstekingen (tendovaginitis)
- nabehandeling van polsfracturen na operatie of gipsverband
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) in stadium I
- beginstadium van carpaaltunnelsyndroom
- instabiliteit en functionele overbelasting rondom de pols

Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

Veilig
beschermd
in de vrije tijd



Cellacare® Rhizocast Classic

Orthese voor het immobiliseren van de pols en de duim.

VIER
INSTELBARE
BANDEN



Cellacare Rhizocast Classic is een orthese voor de pols en de duim voor het immobiliseren in twee bewegingsrichtingen. Het maakt een immobilisatie van het zadel- en basisgewricht van de duim mogelijk.

- dun, valt niet op onder kleding
- modern design

APARTE VERSIES
VOOR DE LINKER- EN
DE RECHTERHAND

SLECHTS DRIE MATEN

Gebruiksvriendelijk

- de staven zijn anatomisch gevormd
- het gedeelte van de orthese rond de duim is zacht en comfortabel uitgevoerd
- ademend materiaal



Cellacare® Rhizocast Classic

Orthese voor het immobiliseren van pols en duim.

Polsomtrek



Maat	Polsomtrek (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
Versie voor de rechterhand				
1	13,5 – 17,5	137 940	16 833 090	1/30
2	16,5 – 20,5	137 941	16 833 112	1/30
3	19,5 – 25,0	137 942	16 833 120	1/30
Versie voor de linkerhand				
1	13,5 – 17,5	137 945	16 833 139	1/30
2	16,5 – 20,5	137 946	16 833 147	1/30
3	19,5 – 25,0	137 947	16 833 155	1/30



Indicaties

- immobilisatie bij posttraumatische of postoperatieve toestanden van de pols, het basis- en/of zadelgewricht van de duim, en bij ulnaire bandletsels („skiduum“)
- immobilisatie bij degeneratieve veranderingen van de pols en het basis- en/of zadelgewricht van de duim (scapho-trapezio-trapezoidartrose, rhizartrose)
- immobilisatie bij ontstekingstoestanden van het peesapparaat van de hand (tendovaginitis)
- immobilisatie bij beginnend carpaaltunnelsyndroom (CTS)

Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.



Kniegewricht



**Cellacare®
Genucast 0° Classic**

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht, recht.

**Cellacare®
Genucast 20° Classic**

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht, gebogen.

**Cellacare®
Genucast Modular Classic**

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht, driedelig.

Kniespalen worden postoperatief of posttraumatisch gebruikt voor het fixeren van de knie in diverse immobilisatieposities. Cellacare Classic biedt ortheses in extensie- en lichte flexiepositie. Wij bieden u het klassieke behandelassortiment in een moderne uitvoering.

Cellacare® Genucast 0°/20° Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht.



TWEE
VERSIES

Cellacare Genucast 0°/20° Classic is een orthese voor het immobiliseren van de knie in een gestrekte of iets gebogen positie. Individueel volgens de anatomie van de patiënt vervormbare aluminiumstaven dragen bij aan immobilisatie van het kniegewricht.

- 0° of 20° flexie van het gewricht
- zelfklevende banden voorkomen dat de orthese afzakt
- klittenbanden voor eenvoudige aanpassing

WORDT OPEN
GELEVERD

LINKS EN RECHTS
TE DRAGEN

SLECHTS VIER MATEN

Gebruiksvriendelijk

- goede fixatie van de orthese dankzij tegenovergesteld verlopende klittenbanden
- de aan de zij- en achterkant geplaatste aluminiumstaven zijn uitneembaar en kunnen individueel worden aangepast





Cellacare®
Genucast 0° Classic

Voor immobilisatie in extensie



Cellacare®
Genucast 20° Classic

Voor immobilisatie in lichte flexie

Cellacare® Genucast 0°/20° Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht.

Bovenbeenomvang

Onderbeenomvang



Maat	Onderbeen- omvang (cm)	Bovenbeen- omvang (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
Uitvoering Genucast 0° Classic					
1	24 – 28	30 – 38	137 500	16 780 620	1/22
2	28 – 32	38 – 46	137 501	16 780 639	1/18
3	32 – 40	46 – 54	137 502	16 780 647	1/18
4	40 – 48	54 – 68	137 503	16 780 655	1/12
Uitvoering Genucast 20° Classic					
1	24 – 28	30 – 38	137 505	16 780 663	1/22
2	28 – 32	38 – 46	137 506	16 780 671	1/18
3	32 – 40	46 – 54	137 507	16 780 698	1/18
4	40 – 48	54 – 68	137 508	16 780 701	1/12

Indicaties

- tijdelijke immobilisatie van het kniegewricht na letsels/operaties



Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

Cellacare® Genucast Modular Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht.

INDIVIDUEEL
AANPASBAAR

Cellacare Genucast Modular Classic is een driedelige orthese voor het immobiliseren van de knie in een iets gebogen positie. Door de uit drie delen bestaande constructie van het product kan de orthese individueel aan de beenomvang worden aangepast.

- 20° gebogen
- modulaire constructie
- zachte polstering draagt bij aan het verminderen van drukplekken


WORDT OPEN
GELEVERD

LINKS EN RECHTS
TE DRAGEN

SLECHTS DRIE MATEN

Hoog gebruikscomfort

- eenvoudige maatindeling naar lichaamslengte
- klittenbanden voor eenvoudige aanpassing



Cellacare® Genucast Modular Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht.

Lichaamslengte




Maat	Lichaamslengte (cm)	Hoogte (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	< 160	45	137 510	16 780 728	1/15
2	160 – 180	55	137 511	16 780 736	1/15
3	> 180	65	137 512	16 780 744	1/12



Indicaties

- tijdelijke immobilisatie van het kniegewricht na letsels/operaties

Goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

A man in a grey t-shirt and shorts is standing with a black knee brace on his right knee and using two silver crutches. A woman in a pink polo shirt and white pants is assisting him, with her hands on his arm and shoulder. They are in a clinical or hospital room with a bed and a desk in the background.

Goed
beschermd
bij de eerste
stappen.

Enkel



De behandeling van bandletsels van de enkel stelt door de daar werkzame krachten hoge eisen aan materiaal en functie. Om nieuwe trauma's te voorkomen combineert Cellacare Classic rigide elementen met zachte en flexibele delen voor meer comfort voor de patiënt.



Cellacare®
Malleo Akut Classic
Orthese voor stabilisatie van
het enkelgewricht.



Cellacare® Malleo Akut Classic

Orthese voor stabilisatie van het enkelgewricht.

KLASSIEK
U-SPALKPRINCIPE

Cellacare Malleo Akut Classic stabiliseert het enkelgewricht op één niveau volgens het principe van de klassieke U-spalk.

- anatomisch gevormde schalen
- individuele aanpassingsmogelijkheden
- eenvoudig sluitsysteem met klittenbandsluitingen

LINKS EN RECHTS
TE DRAGEN

UNIVERSELE MAAT



Hoog gebruikscomfort

- visuele gebruiksinstructies op het product
- zacht en flexibel ter hoogte van de malleoli



Cellacare® Malleo Akut Classic

Orthese voor stabilisatie van het enkelgewricht.

Maat	Schoenmaat	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	35 – 45	33 709	16 375 890	1/30



In bepaalde gevallen goedgekeurd voor gebruik als eerste hulp.

Indicaties

- bandletsels boven aan het enkelgewricht (graad 1–2)
- actieve artrose, artritis
- chronische bandinstabiliteit
- perimalleolaire zwelling, gewrichtsoedeem, intra-articulaire overprikkeling

Goed
beschermd
onderweg





People.Health.Care.

Overzicht

Producten voor de Spoedeisende Hulp.

	Hals-wervelkolom	Schouder	Romp	Pols	Kniegewricht	Enkel
Cellacare Classic						
Cervical Classic Anatomisch gevormde nekbrace.	●					
Cervical Plus Classic Anatomisch gevormde nekbrace met versterking.	●					
Cellacare Gilchrist Classic Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht.		●				
Cellacare Gilchrist Sling Classic Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht.		●				
Cellacare Clavicula Classic Claviculabandage.		○				
Cellacare Thorax F Classic NIEUW Elastische bandages voor het comprimeren en stabiliseren van het thoracale gebied.			●			
Cellacare Thorax M Classic NIEUW Elastische bandages voor het comprimeren en stabiliseren van het thoracale gebied.			●			
Cellacare Rhizo Classic Orthese voor het immobiliseren van de duim.				●		
Cellacare Manu Control Classic Orthese voor het immobiliseren van de pols.				●		
Cellacare Rhizocast Classic Orthese voor het immobiliseren van pols en duim.				●		
Cellacare Genucast 0° Classic Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht, recht.					●	
Cellacare Genucast 20° Classic Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht, gebogen.					●	
Cellacare Genucast Modular Classic Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht, driedelig.					●	
Cellacare Malleo Akut Classic Orthese voor stabilisatie van het enkelgewricht.						○

Aanleginstructies



Cellacare Clavicula Classic



Cellacare Gilchrist Classic



Cellacare Gilchrist Sling Classic



Cellacare Manu Control Classic