



People.Health.Care.

Cellacare® Epi Control Expert Epicondylitisbrace.

NIEUW



Cellacare Epi Control Expert is een orthese voor het ontlasten van de spieraanhechtingen van de ulnaire of radiale elleboog.

- eenvoudig aan te trekken
- eenvoudig en veilig te gebruiken
- één maat
- kan zowel op de rechter- als de linkerelleboog worden gedragen





People.Health.Care.



Betrouwbaar werkingsprincipe

- circulaire klemconstructie die met een siliconen pad op de spier drukt
- anatomisch gevormde pad van siliconen
- verstelbare sluiting om de druk op de spier aan te passen



Eenvoudig te gebruiken


- eenvoudig aanleggen van de orthese dankzij het anatomische model
- eenvoudig te sluiten met klittenband
- verstelbare sluiting



Hoog draagcomfort

- zacht en comfortabel aan de binnenkant voor goed draagcomfort
- geribbelde pads met hoesje van textiel en antislip coating
- donkere buitenkant, eenvoudig af te wassen, vermindert vuil

Omtrek
5 cm onder de elleboog



Cellacare® Epi Control Expert

Epicondylitisbrace.

Maat	Omtrek (cm) 5 cm onder de elleboog	REF	Z-Index	VE (stuks)
U	22 - 34	142 196	17074053	1/39



Indicaties

- Epicondylitis/epicondylopathie humeri radialis (tenniselleboog)
- Epicondylitis/epicondylopathie humeri ulnaris (golferselleboog)

Kleur

zwart, antraciet, oranje