



People.Health.Care.

Cellacare® Genucast 20° Classic

NIEUW

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht.


CLASSIC



Cellacare Genucast 20° Classic is een orthese voor het immobiliseren van de knie in een iets gebogen positie. Individueel volgens de anatomie van de patiënt vervormbare aluminiumstaven dragen bij tot immobilisatie van het kniegewricht.


- 20° gebogen
- zelfklevende banden voorkomen dat de orthese afzakt
- kan zowel aan de rechter- als aan de linkerknie worden gedragen





Betrouwbaar werkingsprincipe

- zelfklevende banden met siliconencoating voorkomen dat de orthese afzakt
- goede fixatie van de orthese dankzij tegenovergesteld verlopende klittenbanden
- de aan de zij- en achterkant geplaatste aluminiumstaven zijn uitneembaar en kunnen individueel worden aangepast



Praktisch in het gebruik

- wordt open geleverd om eenvoudig en snel te worden gebruikt
- kleine klittenbanden voor eenvoudige aanpassing
- uitgevoerd in een zwarte kleurstelling om zichtbaar vuil te verminderen



Goed draagcomfort

- huidvriendelijke materialen
- zachte polstering draagt bij aan het verminderen van drukplekken
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtmanagement

Cellacare® Genucast 20° Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht

Bovenbeenomvang

Onderbeenomvang



Maat	Onderbeenomvang (cm)	Bovenbeenomvang (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	24 – 28	30 – 38	137 505	16 780 663	1/22
2	28 – 32	38 – 46	137 506	16 780 671	1/18
3	32 – 40	46 – 54	137 507	16 780 698	1/18
4	40 – 48	54 – 68	137 508	16 780 701	1/12



Indicaties

- tijdelijke immobilisatie van het kniegewricht na letsels/operaties

Kleur

zwart, groen