



People.Health.Care.

# Cellacare® Lumbal Classic

Orthese voor het stabiliseren van de lage rug.

NIEUW

CLASSIC




Cellacare Lumbal Classic is een orthese voor het stabiliseren van de lage rug. Vier staven aan de achterkant en twee staven aan de voorkant, die aangepast kunnen worden, dragen bij aan de stabilisatie. Door geïntegreerde trekelementen kan de stabiliserende werking van de orthese individueel worden ingesteld.

- ademend dankzij het 3D-weefsel
- unisex-design
- anatomisch gevormd





People.Health.Care.



### Betrouwbaar werkingsprincipe

- orthese voor het ontlasten en stabiliseren van de lage rug
- stabiliserende werking door geïntegreerde staven
- uitneembare, drukversterkende pelotte



### Eenvoudig in het gebruik


- de orthese kan eenvoudig worden aangelegd
- het openen en sluiten van de klittenbandsluitingen wordt vereenvoudigd door handlussen
- de klittenbandsluitingen kunnen eenvoudig worden losgemaakt
- de trekelementen kunnen eenvoudig worden ingesteld



### Goed draagcomfort

- ademend en vochtregulerend materiaal
- door klittenbandsluitingen individueel aan te passen
- door de trekelementen kan de orthese individueel worden aangepast

Tailleomvang



## Cellacare® Lumbal Classic

Orthese voor het stabiliseren van de lage rug

Maat	Tailleomvang (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	65 – 75	137 770	167 916 81	1/16
2	75 – 90	137 771	167 917 03	1/16
3	90 – 105	137 772	167 917 11	1/16
4	105 – 120	137 773	167 917 38	1/16
5	120 – 135	137 774	167 917 46	1/16



### Indicaties

- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug door verkeerde of overbelasting van spieren en banden in het gebied van de lage rug en het heiligbeen
- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug bij
  - ◆ osteochondrose in het gebied van de lage rug
  - ◆ spondylartrose in het gebied van de lage rug (facetsyndroom)
  - ◆ spondylosis deformans

### Kleur

zwart/groen

Cellacare Lumbal Classic vervangt Cellacare Lumbal F en M.