

Cellacare® Malleo Classic **NIEUW**

Bandage voor het enkelgewricht.

CLASSIC



Cellacare Malleo Classic is een tricotbandage voor compressie en ondersteuning van het enkelgewricht.

- tricotbandage met compressiewerking
- intermitterend massage-effect
- zowel rechts als links te dragen





Betrouwbaar werkingsprincipe

- compressietricot (compressieklasse 2) verbetert de proprioceptie
- twee pelotten hebben een intermitterend massage-effect



Aan het lichaam aangepaste pasvorm

- door de symmetrische opbouw kan de bandage zowel om de rechter- als om de linker enkel worden gedragen
- anatomisch gevormd

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Cellacare® Malleo Classic

Bandage voor het enkelgewricht

Enkelomvang



Maat	Enkelomvang (cm)	REF	ZI	VE (stuks)
1	18 - 21	10 7001	16572580	1/48
2	21 - 24	10 7002	16572599	1/48
3	24 - 27	10 7003	16572602	1/48
4	27 - 30	10 7004	16572610	1/48



Indicaties

- bandletsels boven aan de enkel (graad 1)
- lichte chronische bandinstabiliteit
- lichte plaatselijke, algemene hypermobiliteit
- artrose (ook actieve artrose), artritis
- perimalleolaire zwelling, gewrichtsoedeem, intra-artriculaire overprikkeling

Kleur

zwart/groen