



People.Health.Care.

# Cellacare® Malleo Control Expert **NIEUW**

Orthese voor stabilisatie van het enkelgewricht.



De Cellacare Malleo Control Expert is een orthese voor stabilisatie van het enkelgewricht met twee stabilisatieschalen voor bewegingsbeperking in supinatie- en pronatierichting. Het innovatieve koordsluitstelsel 'Quick adjust' zorgt voor eenvoudig en snel gebruik.

- voor dagelijks gebruik en sport na een enkelletsel
- door een slank design kan het in de meeste soorten schoenen worden gedragen
- sportieve uitstraling
- kan zowel aan de rechter- als aan de linker enkel worden gedragen





People.Health.Care.




#### Betrouwbaar werkingsprincipe

- het enkelgewricht wordt aan de mediale en laterale zijde omsloten, wat resulteert in stabilisatie (U-schaaleffect)
- de band in de vorm van een acht draagt bij aan stabilisatie van de bewegingsbeperking in supinatie- en pronatierichting
- natuurlijke afwikkelingsbeweging van de hiel tot de tenen mogelijk



#### Eenvoudig in het gebruik

- door de brede opening is eenvoudig aan- en uittrekken mogelijk
- de circulaire band en het innovatieve koordsluitsysteem maken snel en eenvoudig sluiten mogelijk



#### Hoog draagcomfort

- anatomisch gevormde schalen
- zacht polstermateriaal rond de knobbels
- 'Soft Comfort Zone' op de wreef
- huidvriendelijke materialen\*
- dun genoeg om in sportschoenen te gebruiken

Hiel-wreefomvang



## Cellacare® Malleo Control Expert

Orthese voor stabilisatie van het enkelgewricht.

Maat	Hiel-wreefomvang (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	28 – 34	142 130	170 739 36	1 / 30
2	33 – 38	142 131	170 739 44	1 / 30



#### Indicaties

- conservatieve behandeling van distorsies van het enkelgewricht (graad 1 en 2)
- chronische instabiliteit van de banden rond de enkel
- postoperatieve behandeling van het enkelgewricht na bandoperaties
- actieve artrose, reumatoïde artritis van het enkelgewricht
- plaatselijke of algemene hypermobiliteit

#### Kleur

antraciet, oranje

\*Op basis van in-vitro-onderzoeken en gegevens uit de literatuur.