



People.Health.Care.

Cellacare[®] Materna Classic **NIEUW**


Orthese voor het stabiliseren van de onderrug tijdens zwangerschap.



Cellacare Materna Classic is bedoeld om een gevoel van steun, compressie, rust en verminderde pijn te geven.


- 2 geïntegreerde spalken dragen bij aan het stabiliseren van de onderrug
- universele verstelbare maat
- verbetert een verstoorde balans





Bewezen werkingsprincipe

- 2 geïntegreerde spalken dragen bij aan het stabiliseren van de onderrug
- extra banden maken individuele aanpassing mogelijk



Eenvoudig in het gebruik

- gemakkelijk te verstellen met extra banden
- gebruiksvriendelijke sluiting



Aantrekkelijk design

- anatomisch gevormd
- bloemen als vrouwelijke ontwerpelementen



Heupomtrek

Cellacare® Materna Classic

Orthese voor het stabiliseren van de onderrug tijdens zwangerschap

Maat	Heupomtrek (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
-	80 – 125	137 008	16723384	1/12



Indicatie

- niet-specifieke pijn in de onderrug en de sacro-iliacale zone tijdens de zwangerschap door een verkeerde belasting of slechte houding

Kleur

zwart/groen