



People.Health.Care.

Cellacare® Materna Comfort **NIEUW**

Orthese voor het stabiliseren van de onderrug tijdens zwangerschap.

COMFORT



Cellacare Materna Comfort is een moderne, vrouwelijke rugorthese die vrouwen tijdens de zwangerschap een gevoel van steun, compressie, rust en verminderde pijn kan geven.

- 4 geïntegreerde spalken dragen bij aan het stabiliseren van de onderrug
- 4 maten voor individuele aanpassing
- modern, vrouwelijk design dankzij jacquardweefsel





Bewezen werkingsprincipe

- 4 geïntegreerde spalken dragen bij aan het stabiliseren van de onderrug
- stabiliserende werking van de orthese kan worden aangepast met de geïntegreerde aantrekelementen



Eenvoudig in het gebruik

- speciale haak aan voorzijde voor gebruiksgemak
- extra banden gemakkelijk te verstellen dankzij handgreep
- plat gedeelte op handgreep voor makkelijk openen van de klittenbandsluiting



Voelt prettig aan op de huid

- zacht materiaal aan de binnenzijde van de band voor draagcomfort
- randen met een zacht ontwerp
- bevat geen natuurrubberlatex



Cellacare® Materna Comfort

Orthese voor het stabiliseren van de onderrug tijdens zwangerschap

Maat	Heupomtrek (cm)	REF	Z-Index-nummer	VE (stuks)
1	80 – 95	129 901	16723333	1/16
2	95 – 110	129 902	16723341	1/16
3	110 – 125	129 903	16723368	1/16
4	125 – 140	129 904	16723376	1/16



Indicatie

- niet-specifieke pijn in de onderrug en de sacro-iliacale zone tijdens de zwangerschap door een verkeerde belasting of slechte houding

Kleur

taupe/wit