



People.Health.Care.

## Cellacare® Rhizo Classic **NIEUW**

Orthese voor het immobiliseren van de duim.

CLASSIC



Cellacare Rhizo Classic is een orthese voor de duim. Het stabilisatie-element omvat de duim in laterale positie en immobiliseert zo het carpometacarpale en metacarpofalangeale gewricht van de duim.

- geschikt voor de linker -en rechter duim
- anatomisch gevormd
- modern design





### Bewezen werkingsprincipe

- immobilisatie van het carpometacarpale en metacarpofalangeale gewricht van de duim
- bewegingsvrijheid van de vingers
- behoud van de grijpfunctie

### Eenvoudig te gebruiken

- eenvoudig aan te brengen dankzij slechts één bevestiging op de duim en op de pols
- verlengd model van de klittenbandsluiting voorkomt dat de band uit de gesp glijdt – dit vereenvoudigt het aanbrengen van het product
- de individueel instelbare bevestiging op de duim maakt aanpassing aan de duimafmetingen mogelijk

### Hoog draagcomfort

- dun en niet volumineus
- gemaakt van zacht, comfortabel basismateriaal
- ademend materiaal

Polsomtrek



## Cellacare® Rhizo Classic

Orthese voor het immobiliseren van de duim

Maat	Polsomtrek (cm)	REF	Z-Index	Verpakkings-eenheid (stuks)
1	12,5 – 17,5	137 931	16833 074	1 / 39
2	16,5 – 21,5	137 932	16833 082	1 / 39



### Indicaties

- immobilisatie bij posttraumatische en postoperatieve complicaties van het basis -en/of zadelgewricht van de duim
- immobilisatie bij letsels van de ulnaire banden („skiduum’)
- immobilisatie bij chronische instabiliteit van de duimgewrichten
- immobilisatie bij degeneratieve veranderingen van het basis -en/of zadelgewricht van de duim (scapho-trapezio-trapezoid-artrose, rhizartrose)

**Kleur** zwart, groen